



Set PDL4

Art.-Nr.: / Item No.: 9014

9-teilig / pieces

DIASTRIPS

Keramik, Komposit, Metall, Zahnhartsubstanz Porcelain, Composite, Metal, Enamel

- DE**
- Für die manuelle Oberflächenbearbeitung
 - Interdentale Anwendung
 - Lochung führt abgetragenes Material ab
- EN**
- For manual surface processing
 - Interdental application
 - Perforation removes the cut material



Set PDL2,5

Art.-Nr.: / Item No.: 9012

9-teilig / pieces



grob / coarse



9 Stück / pieces



Stärke (mm) / Thickness: 0,11

Art.-Bez.: / Item:	PDL-45/4	PDL-45/2,5
Art.-Nr.: / Item No.:	9101	9106
Maße: / Dimensions (mm):	4 x 150	2,5 x 150



mittel / medium



9 Stück / pieces



Stärke (mm) / Thickness: 0,10

Art.-Bez.: / Item:	PDL-35/4	PDL-35/2,5
Art.-Nr.: / Item No.:	9102	9107
Maße: / Dimensions (mm):	4 x 150	2,5 x 150



fein / fine



9 Stück / pieces



Stärke (mm) / Thickness: 0,07

Art.-Bez.: / Item:	PDL-10/4	PDL-10/2,5
Art.-Nr.: / Item No.:	9103	9108
Maße: / Dimensions (mm):	4 x 150	2,5 x 150